





Butelki do hodowli komórkowych Falcon

CORNING

Butelki Falcon[®] są przeznaczone do standardowych procedur hodowli komórkowej. Prostokątny kształt i skośna szyjka ułatwiają dostęp do wnętrza naczynia, a zakrętka Plug-Seal zapewnia szczelne zamknięcie. Dostępne są powierzchnie wzrostu 25 cm² i 75 cm², z pojemnością nominalną 70 ml lub 250 ml. Produkty są sterylne oraz niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Szyjka	Pow. wzrostu	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8585	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] Falcon	zakrętka Plug-Seal	skośna	25 cm ²	70 ml	sterylny	10 x 20 szt.	200 szt.	353009
	C-8586	Butelki do hodowli komórkowych Corning [®] Falcon	zakrętka Plug-Seal	skośna	75 cm ²	250 ml	sterylny	12 x 5 szt.	60 szt.	353133

Opis

Butelki do hodowli komórkowych Falcon[®]

Butelki Falcon[®] są przeznaczone do hodowli komórkowych. Skośna szyjka ułatwia napełnianie oraz wymianę medium. Konstrukcja przystosowana do ustawiania naczyń jedno na drugim ułatwia organizację pracy laboratoryjnej.

Konstrukcja

Butelka o **powierzchni wzrostu 25 cm² ma nominalną pojemność 70 ml** i podziałkę w zakresie 5-40 ml. **Wariant 75 cm² ma nominalną pojemność 250 ml**, a zakres podziałki wynosi 10-200 ml.

W obu wersjach zastosowano białą zakrętkę Plug-Seal. Podziałka objętościowa ułatwia kontrolę ilości medium, a pole do opisu wspiera identyfikację próbki podczas pracy laboratoryjnej.

Butelki są sterylne i niepirogenne. Pakowane po 60 lub 200 sztuk.