






Butelki do hodowli komórkowych Falcon TC-treated

CORNING

Butelki Corning® Falcon TC-treated wykonane są z polistyrenu (PS) i przeznaczone do hodowli komórek adherentnych. Powierzchnia TC-treated wspiera przyleganie komórek. Powierzchnia wzrostu wynosi od 12,5 cm² do 225 cm² w zależności od modelu. Produkty są sterylne, niepirogenne, wyposażone w podziałkę objętościową oraz pole do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Szyjka	Pow. wzrostu	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8590	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka Plug-Seal	skośna	12,5 cm ²	25 ml	sterylny	10 x 10 szt.	100 szt.	353018
	C-8591	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka z wentylacją	skośna	12,5 cm ²	25 ml	sterylny	10 x 10 szt.	100 szt.	353107
	C-8595	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka Plug-Seal	skośna	25 cm ²	50 ml	sterylny	10 x 20 szt.	200 szt.	353014
	C-8596	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka Plug-Seal	skośna	25 cm ²	70 ml	sterylny	10 x 20 szt.	200 szt.	353082
	C-8597	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka z wentylacją	skośna	25 cm ²	50 ml	sterylny	5 x 20 szt.	100 szt.	353108
	C-8598	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka z wentylacją	skośna	25 cm ²	70 ml	sterylny	5 x 20 szt.	100 szt.	353109
	C-8600	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka Plug-Seal	skośna	75 cm ²	250 ml	sterylny	12 x 5 szt.	60 szt.	353135
	C-8601	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka Plug-Seal	prosta	75 cm ²	250 ml	sterylny	20 x 5 szt.	100 szt.	353024
	C-8602	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka z wentylacją	skośna	75 cm ²	250 ml	sterylny	12 x 5 szt.	60 szt.	353136
	C-8603	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka z wentylacją	prosta	75 cm ²	250 ml	sterylny	20 x 5 szt.	100 szt.	353110
	C-8610	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka Plug-Seal	skośna	150 cm ²	600 ml	sterylny	8 x 5 szt.	40 szt.	355000
	C-8611	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka z wentylacją	skośna	150 cm ²	600 ml	sterylny	8 x 5 szt.	40 szt.	355001
	C-8615	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka Plug-Seal	prosta	175 cm ²	750 ml	sterylny	8 x 5 szt.	40 szt.	353028

	C-8616	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka z wentylacją	prosta	175 cm ²	800 ml	sterylny	8 x 5 szt.	40 szt.	353112
	C-8620	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka Plug-Seal	skośna	225 cm ²	800 ml	sterylny	6 x 5 szt.	30 szt.	353139
	C-8621	Butelki do hodowli komórkowych Corning® Falcon TC-treated	zakrętka z wentylacją	skośna	225 cm ²	800 ml	sterylny	6 x 5 szt.	30 szt.	353138

Opis

Butelki Corning® Falcon TC-treated

Są przeznaczone do prowadzenia hodowli komórek adherentnych w standardowych procedurach laboratoryjnych. Powierzchnia **TC-treated wspiera adhezję komórek do podłoża.**

Butelki mają prostokątny kształt i są dostępne z **powierzchnią wzrostu:**

- **12,5 cm²,**
- **25 cm²,**
- **75 cm²,**
- **150 cm²,**
- **175 cm²,**
- **225 cm².**

W zależności od wariantu zastosowano **szybkę skośną lub prostą**. Konstrukcja naczyń umożliwia stabilne ustawianie jedno na drugim, co ułatwia organizację pracy z większą liczbą hodowli.

Zakrętki i wymiana gazowa

W ofercie znajdują się warianty z zakrętką Plug-Seal oraz zakrętką z wentylacją. Zakrętka Plug-Seal przeznaczona jest do szczelnego zamknięcia naczynia, natomiast zakrętka z wentylacją zawiera hydrofobową membranę 0,2 µm, która umożliwia wymianę gazową i ogranicza ryzyko kontaminacji.

Pojemność i oznaczenia

Dostępne pojemności i zakresy podziałki zależą od powierzchni wzrostu:

- 12,5 cm² – pojemność nominalna 25 ml, podziałka 2-25 ml,
- 25 cm² – pojemność nominalna 50 ml lub 70 ml, zakres podziałki wynosi 5-50 ml dla pojemności 50 ml oraz 5-40 ml dla pojemności 70 ml,
- 75 cm² – pojemność nominalna 250 ml, podziałka 10-200 ml,
- 150 cm² – pojemność nominalna 600 ml, podziałka 25-325 ml,
- 175 cm² – pojemność nominalna 750 ml dla wersji z zakrętką Plug-Seal oraz 800 ml dla wersji z zakrętką z wentylacją, podziałka 50-600 ml,
- 225 cm² – pojemność nominalna 800 ml, podziałka 50-400 ml.

Naczynia wyposażono w podziałkę objętościową oraz pole do opisu, które ułatwiają kontrolę ilości medium i identyfikację próbek. Powierzchnia wzrostu oraz pojemność mają charakter nominalny.

Sterylność i pakowanie

Butelki Corning® Falcon TC-treated są **sterylne i niepirogenne**. Dostępne są różne konfiguracje pakowania, dopasowane do powierzchni wzrostu i typu zakrętki, obejmujące opakowania zbiorcze od 30 do 200 sztuk.