



## Butelki rolkowe do hodowli komórkowych TC-treated

**CORNING**

Butelki rolkowe Corning<sup>®</sup> TC-treated wykonane są z polistyrenu (PS) i przeznaczone do hodowli komórkowych wymagających optymalnego przylegania komórek do powierzchni naczynia. Dostępne są powierzchnie wzrostu 490 cm<sup>2</sup>, 850 cm<sup>2</sup>, 1700 cm<sup>2</sup> i 1750 cm<sup>2</sup>, z zakrętką Plug Seal, Easy Grip lub wentylowaną Easy Grip. Produkty są sterylne i niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Pow. wzrostu	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8505	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated z podziałką	zakrętka Plug-Seal	490 cm <sup>2</sup>	sterylny	20 x 2 szt.	40 szt.	430195
	C-8506	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated z podziałką	zakrętka Easy-Grip	850 cm <sup>2</sup>	sterylny	2 x 22 szt.	44 szt.	431321
	C-8507	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated z podziałką	zakrętka Easy-Grip	850 cm <sup>2</sup>	sterylny	-	20 szt.	431133
	C-8508	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated z podziałką	zakrętka Easy-Grip	850 cm <sup>2</sup>	sterylny	20 x 2 szt.	40 szt.	430849
	C-8509	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated z podziałką	zakrętka Easy-Grip	850 cm <sup>2</sup>	sterylny	8 x 5 szt.	40 szt.	430851
	C-8510	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated z podziałką	zakrętka z wentylacją Easy-Grip	850 cm <sup>2</sup>	sterylny	20 x 2 szt.	40 szt.	431198
	C-8515	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated z podziałką	zakrętka z wentylacją Easy-Grip	1700 cm <sup>2</sup>	sterylny	20 szt.	20 szt.	431191
	C-8516	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated	zakrętka Easy-Grip	1700 cm <sup>2</sup>	sterylny	20 x 2 szt.	40 szt.	430852
	C-8517	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated	zakrętka Easy-Grip	1700 cm <sup>2</sup>	sterylny	8 x 5 szt.	40 szt.	430853
	C-8518	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated	zakrętka Easy-Grip	1700 cm <sup>2</sup>	sterylny	20 szt.	20 szt.	431135
	C-8520	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning <sup>®</sup> TC-treated	zakrętka Easy-Grip	1750 cm <sup>2</sup>	sterylny	2 x 10 szt.	20 szt.	430699

### Opis

## Butelki rolkowe Corning<sup>®</sup> TC-treated

Butelki rolkowe Corning<sup>®</sup> TC-treated wykonane są z **polistyrenu (PS)** i przeznaczone do hodowli komórkowych prowadzonych na dużej powierzchni wzrostu. Powierzchnia została przygotowana w celu optymalnego przylegania komórek, dlatego produkt

sprawdza się w hodowlach adherentnych wymagających równomiernego kontaktu komórek z podłożem.

## Konstrukcja i powierzchnia wzrostu

W ofercie znajdują się warianty o powierzchni wzrostu **490 cm<sup>2</sup>, 850 cm<sup>2</sup>, 1700 cm<sup>2</sup> i 1750 cm<sup>2</sup>**. Wersje **1700 cm<sup>2</sup> mają żebrowaną konstrukcję**, która zapewnia dwukrotnie większą powierzchnię wzrostu przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych.

## Zakrętki i podziałka

W zależności od wariantu zastosowano zakrętkę Plug Seal, Easy Grip lub wentylowaną Easy Grip. Zakrętka Easy Grip ułatwia ergonomiczne otwieranie i zamykanie naczynia, a wersje wentylowane wspierają wymianę gazową podczas prowadzenia hodowli. **Wybrane warianty wyposażone są w naniesioną podziałkę**, która ułatwia kontrolę objętości medium.

## Pojemności robocze i pakowanie

**Rekomendowana objętość medium wynosi 100-150 ml dla powierzchni 490 cm<sup>2</sup>, 170-255 ml dla 850 cm<sup>2</sup>, 340-510 ml dla 1700 cm<sup>2</sup> oraz 350-525 ml dla 1750 cm<sup>2</sup>**. W zależności od konfiguracji produkty są pakowane po 20, 40 lub 44 sztuki w opakowaniu zbiorczym.

**Butelki są sterylne** i niepirogenne.