



Butelki rolkowe do hodowli komórkowych CellBIND

CORNING

Butelki rolkowe Corning[®] CellBIND wykonane są z polistyrenu (PS). Powierzchnia CellBIND wspiera adhezję komórek, co sprzyja prowadzeniu hodowli adherentnych. Dostępne są butelki o powierzchni wzrostu 850 cm² i 1700 cm², z zakrętką Easy Grip lub wentylowaną Easy Grip. Produkty są sterylne i niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Pow. wzrostu	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8525	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning [®] CellBIND	zakrętka Easy-Grip	850 cm ²	sterylny	20 x 2 szt.	40 szt.	3907
	C-8526	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning [®] CellBIND z podziałką	zakrętka z wentylacją Easy-Grip	850 cm ²	sterylny	20 x 2 szt.	40 szt.	431329
	C-8527	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning [®] CellBIND z podziałką	zakrętka Easy-Grip	850 cm ²	sterylny	2 x 22 szt.	44 szt.	431344
	C-8528	Butelki rolkowe do hodowli komórkowych Corning [®] CellBIND	zakrętka Easy-Grip	1700 cm ²	sterylny	-	20 szt.	431134

Opis

Butelki rolkowe Corning[®] CellBIND

Butelki rolkowe Corning[®] CellBIND wykonane są z **polistyrenu (PS)** i przeznaczone do hodowli komórkowych prowadzonych na dużej powierzchni wzrostu. Powierzchnia CellBIND została opracowana w celu **zwiększenia przylegania komórek**, dlatego produkt sprawdza się w hodowlach adherentnych wymagających stabilnych warunków wzrostu.

Powierzchnia wzrostu i konstrukcja

W ofercie znajdują się warianty o **powierzchni wzrostu 850 cm² i 1700 cm²**. **Wariant 1700 cm² Expanded Surface (C-8528) wyróżnia się żebrowaną konstrukcją**, która zapewnia dwukrotnie większą powierzchnię wzrostu przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych.

Dostępne są **wersje z zakrętką Easy Grip oraz wentylowaną zakrętką Easy Grip**. Standardowa zakrętka Easy Grip ułatwia ergonomiczne otwieranie i zamykanie naczynia, natomiast wariant wentylowany wspiera stałą wymianę gazową podczas prowadzenia hodowli. Warianty 850 cm² wyposażone są w podziałkę, a wersja 1700 cm² nie zawiera podziałki.

Parametry i pakowanie

Rekomendowana **objętość medium wynosi 170-255 ml dla powierzchni 850 cm² oraz 340-510 ml dla powierzchni**

1700 cm². W zależności od konfiguracji opakowanie zbiorcze zawiera 20, 40 lub 44 sztuki. Butelki są **sterylne** i niepirogenne.