



Kolby Erlenmeyera do hodowli

CORNING

Kolby Erlenmeyera Corning[®] wykonane są z optycznie przezroczystego poliwęglanu (PC) i przeznaczone do hodowli zawieszinowych. Dostępne są pojemności 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml i 2000 ml, z zakrętką płaską lub zakrętką z wentylacją. Wersja 2000 ml występuje również z przegrodami, które poprawiają mieszanie i wymianę gazową. Produkty są sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne oraz wolne od RNaz i DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Zamknięcie	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8420	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	125 ml	PC	zakrętka płaska	50 szt.	430421
	C-8421	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	125 ml	PC	zakrętka z wentylacją	50 szt.	431143
	C-8422	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	250 ml	PC	zakrętka płaska	50 szt.	430183
	C-8423	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	250 ml	PC	zakrętka z wentylacją	50 szt.	431144
	C-8424	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	500 ml	PC	zakrętka płaska	25 szt.	430422
	C-8425	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	500 ml	PC	zakrętka z wentylacją	25 szt.	431145
	C-8426	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	1000 ml	PC	zakrętka płaska	25 szt.	431146
	C-8427	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	1000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	25 szt.	431147
	C-8428	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	2000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	6 szt.	431255
	C-8429	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	2000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	6 szt.	431256

Opis

Kolby Erlenmeyera Corning[®]

Kolby z **poliwęglanu** (PC) są przeznaczone do hodowli zawieszinowych, przechowywania roztworów oraz innych zastosowań laboratoryjnych wymagających pracy w sterylnych warunkach. Optycznie przezroczysty materiał ułatwia obserwację zawartości naczynia, a szeroka szyjka usprawnia napełnianie, pobieranie próbek i opróżnianie kolby.

Zakrętki płaskie i zakrętki z wentylacją

W ofercie znajdują się pojemności **125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml i 2000 ml**. **Wersje z zakrętką płaską** zapewniają szczelne zamknięcie cieczy, natomiast **zakrętki z wentylacją** sprawdzają się w aplikacjach wymagających wymiany gazowej. Wszystkie zakrętki wykonane są z polipropylenu i mają pomarańczowy kolor.

Zastosowanie

Kolby sprawdzają się w hodowlach prowadzonych na wytrząsarkach. **Wersja 2000 ml dostępna jest także z przegrodami, które poprawiają mieszanie zawartości i zwiększają wymianę gazową.** Dzięki temu może być stosowana w aplikacjach wymagających intensywniejszego napowietrzania hodowli.

Produkty są **sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne, wolne od RNaz i DNaz**. Pakowane po 6, 25 lub 50 sztuk.