



Kolby Erlenmeyera do hodowli z przegrodami

CORNING

Kolby Erlenmeyera Corning[®] z przegrodami wykonane są z poliwęglanu (PC) i przeznaczone do hodowli zawieszinowych. Przegrody w dnie poprawiają mieszanie i zwiększają wymianę gazową. Dostępne są pojemności 125 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml, z zakrętką płaską lub zakrętką z wentylacją. Produkty są sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne oraz wolne od RNaz i DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Zamknięcie	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8440	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	125 ml	PC	zakrętka płaska	50 szt.	431404
	C-8441	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	125 ml	PC	zakrętka z wentylacją	50 szt.	431405
	C-8442	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	250 ml	PC	zakrętka płaska	50 szt.	431406
	C-8443	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	250 ml	PC	zakrętka z wentylacją	50 szt.	431407
	C-8444	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	500 ml	PC	zakrętka płaska	25 szt.	431408
	C-8445	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	500 ml	PC	zakrętka z wentylacją	25 szt.	431401
	C-8446	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	1000 ml	PC	zakrętka płaska	25 szt.	431402
	C-8447	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	1000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	25 szt.	431403

Opis

Kolby Erlenmeyera Corning[®]

Kolby Erlenmeyera Corning[®] wykonane są z **poliwęglanu (PC)**. Produkty są przeznaczone do hodowli zawieszinowych. Przezroczysta konstrukcja ułatwia obserwację zawartości naczynia, a szeroka szyjka usprawnia napełnianie, opróżnianie i pobieranie próbek.

Konstrukcja

W dnie kolb zastosowano **przegrody**, które poprawiają mieszanie zawartości i zwiększają wymianę gazową podczas wytrząsania. Taka konstrukcja sprawdza się w aplikacjach wymagających lepszego napowietrzania.

Dostępne są wersje **z zakrętką płaską oraz zakrętką z wentylacją**. Zakrętka płaska umożliwia szczelne zamknięcie

naczynia, natomiast zakrętka z wentylacją sprawdza się w aplikacjach wymagających wymiany gazowej. Zakrętki wykonane są z polipropylenu i mają pomarańczowy kolor.

Oferowane pojemności: 125, 250, 500 oraz 1000 ml. Pakowane po 25 lub 50 sztuk.

Produkty są **sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne, wolne od RNaz i DNaz.**