



Kolby Erlenmeyera z PETG do hodowli

CORNING

Kolby Erlenmeyera Corning[®] z PETG są przeznaczone do hodowli zawieszinowych. Optycznie przezroczysty materiał ułatwia obserwację zawartości, a zakrętka z wentylacją umożliwia sterylną wymianę gazową. Dostępne są pojemności 2000 ml, 3000 ml i 5000 ml, w wersjach z gładkim dnem lub z przegrodami. Produkty są sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne oraz wolne od RNaz i DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Zamknięcie	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8460	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	2000 ml	PETG	zakrętka z wentylacją	6 szt.	431281
	C-8461	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	2000 ml	PETG	zakrętka z wentylacją	6 szt.	431280
	C-8462	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	3000 ml	PETG	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431283
	C-8463	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®]	5000 ml	PETG	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431284
	C-8464	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] z przegrodami	5000 ml	PETG	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431285

Opis

Kolby Erlenmeyera Corning[®]

Kolby Erlenmeyera Corning[®] wykonane są z **PETG** i przeznaczone do hodowli zawieszinowych. Przezroczysta konstrukcja ułatwia obserwację zawartości naczynia, a naniesiona podziałka wspiera kontrolę objętości podczas codziennej pracy laboratoryjnej.

Konstrukcja

Wszystkie kolby wyposażone są w **zakrętkę z wentylacją**. Takie zamknięcie umożliwia wymianę gazową w aplikacjach wymagających sterylnych warunków pracy. Zakrętka wykonana jest z polipropylenu i ma pomarańczowy kolor, co ułatwia szybką identyfikację zamknięcia.

W ofercie znajdują się kolby z gładkim dnem oraz warianty z przegrodami. Konstrukcja z przegrodami poprawia mieszanie zawartości i zwiększa wymianę gazową, dlatego jest odpowiednia do hodowli zawieszinowych wymagających intensywniejszego napowietrzania.

Kolby o pojemności 2000, 3000 lub 5000 ml, są pakowane po 4 lub 6 sztuk.

Produkty są sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne, wolne od RNaz i DNaz.

