



Kolby Erlenmeyera z PETG do hodowli - wzór Fernbacha

CORNING

Kolby Erlenmeyera Corning[®] - wzoru Fernbacha z PETG są przeznaczone do hodowli zawiesinowych. Optycznie przezroczysty materiał ułatwia obserwację zawartości, a zakrętka z wentylacją umożliwia wymianę gazową w sterylnych warunkach. Pojemność wynosi 3000 ml. Produkt jest sterylizowany promieniowaniem gamma, niepirogenny oraz wolny od RNaz i DNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Zamknięcie	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8470	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] - wzór Fernbacha	3000 ml	PETG	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431282

Opis

Kolby Erlenmeyera Corning[®] - wzór Fernbacha

Kolby Erlenmeyera Corning[®] wykonane są z **PETG** i przeznaczone do hodowli zawiesinowych. Wzór Fernbacha sprawdza się w aplikacjach wymagających pracy z większą objętością hodowli, a przezroczysty materiał ułatwia obserwację zawartości naczynia.

Zakrętka z wentylacją

Produkt wyposażony jest w **zakrętkę z wentylacją**, która umożliwia wymianę gazową podczas pracy w sterylnych warunkach. Zakrętka wykonana jest z polipropylenu i ma pomarańczowy kolor, co ułatwia szybką identyfikację zamknięcia.

Konstrukcja i zastosowanie

Kolba ma gładkie dno. Pojemność wynosi 3000 ml, a opakowanie zbiorcze zawiera 4 sztuki. **Produkt jest sterylizowany promieniowaniem gamma, niepirogenny, wolny od RNaz i DNaz.**