



Pipety Pasteura

CORNING

Pipety Pasteura Corning[®] są pipetami szklanymi przeznaczonymi do szybkiego transferu cieczy. Wykonane ze szkła borokrzemowego lub sodowo-wapniowego. Dostępne są produkty o długości 146 mm, 229 mm oraz 330 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Długość	Końcówka	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8660	Pipety Pasteura Corning [®]	szkło sodowo-wapniowe	330 mm	wydłużona	pak. ind.	100 szt.	7095B-NMR
	C-8661	Pipety Pasteura Corning [®]	szkło borokrzemowe	146 mm	standardowa	5 x 200 szt.	1000 szt.	7095D-5X
	C-8662	Pipety Pasteura Corning [®]	szkło borokrzemowe	229 mm	standardowa	5 x 200 szt.	1000 szt.	7095D-9

Opis

Pipety Pasteura Corning[®] są przeznaczone do szybkiego przenoszenia cieczy w rutynowych procedurach laboratoryjnych. Pipety wykonane są ze szkła borokrzemowego lub sodowo-wapniowego. Dostępne są pipety o trzech długościach:

- **146 mm,**
- **229 mm,**
- **330 mm.**

Produkty są **niesterylne**.