







Pojemniki do zamrażania CoolCell[®] FTS30

CORNING

Corning[®] CoolCell[®] FTS30 są przeznaczone do zamrażania próbek w temperaturze -80°C. Każdy pojemnik mieści 30 standardowych krioprobówek o pojemności 1 ml lub 2 ml. Wykorzystana technologia umożliwia uzyskanie równomiernego i powtarzalnego profilu chłodzenia (około -1°C/min). Wymowany moduł na folki pozwala na jednoczesne przeniesienie próbek..

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba otworów	Kolor	Nr producenta
	C-8645	Pojemnik do zamrażania Corning [®] CoolCell [®] FTS30	próbówki o poj. 1 ml lub 2 ml	30	fioletowy	432006
	C-8646	Pojemnik do zamrażania Corning [®] CoolCell [®] FTS30	próbówki o poj. 1 ml lub 2 ml	30	pomarańczowy	432007
	C-8647	Pojemnik do zamrażania Corning [®] CoolCell [®] FTS30	próbówki o poj. 1 ml lub 2 ml	30	zielony	432008
	C-8648	Pojemnik do zamrażania Corning [®] CoolCell [®] FTS30	próbówki o poj. 1 ml lub 2 ml	30	różowy	432009

Opis

Pojemniki Corning[®] CoolCell[®] FTS30

Pojemniki Corning[®] CoolCell[®] FTS30 są przeznaczone do kriokonserwacji próbek **w temperaturze -80°C**. Umożliwiają uzyskanie równomiernego i powtarzalnego profilu chłodzenia około -1°C/min.

Zimne powietrze z zamrażarki jest pobierane przez dolny otwór wentylacyjny, rozprawdane wokół fiolek w komorze centralnej, a następnie odprowadzane przez górny kanał wentylacyjny. Takie rozwiązanie wspiera równomierne chłodzenie 30 próbek jednocześnie.

Pojemność i obsługa próbek

Pojemnik **mieści 30 standardowych krioprobówek o pojemności 1 ml lub 2 ml**. **Wymowany moduł** na folki umożliwia przeniesienie całego zestawu próbek jednym ruchem. Pojemnik wykonano z usieciowanej pianki polietylenowej o jednorodnej gęstości i niskiej masie termicznej.

Kolory i pakowanie

Pojemniki Corning[®] CoolCell[®] FTS30 dostępne są w kolorze fioletowym, pomarańczowym, zielonym i różowym. **Każdy wariant jest przeznaczony na 30 fiolek kriogenicznych o pojemności 1 ml lub 2 ml** i dostarczany pojedynczo. Do pojemników można zamówić osobno [specjalne folki wypełniające CoolCell](#).

