





Szalki Petriego

CORNING

Szalki Petriego Corning® wykonane są z polistyrenu (PS) i dostępne w średnicach 35, 60, 100 oraz 150 mm. Produkty są sterylne i niepirogenne. Wentylowana konstrukcja zapewnia równomierną wymianę gazową, a wypustki stabilizujące ułatwiają układanie naczyń jedno na drugim.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8245	Szalki Petriego Corning®	35 mm	10 mm	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.	430588
	C-8246	Szalki Petriego Corning®	60 mm	15 mm	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.	430589
	C-8247	Szalki Petriego Corning®	100 mm	20 mm	sterylny	25 x 20 szt.	500 szt.	430591
	C-8248	Szalki Petriego Corning®	150 mm	25 mm	sterylny	12 x 5 szt.	60 szt.	430597

Opis

Szalki Petriego Corning®

Są wykonane z **polistyrenu (PS)**. Przezroczysty materiał ułatwia obserwację zawartości naczynia, a wentylowana pokrywka zapewnia równomierną wymianę gazową. Wypustki stabilizujące ułatwiają układanie naczyń jedno na drugim, co pomaga przy przechowywaniu oraz pracy z większą liczbą próbek. Produkty są **sterylne i niepirogenne**.

Dostępne średnice i parametry

- szalki 35 mm: wysokość 10 mm, powierzchnia wzrostu około 8 cm², rekomendowana objętość medium 1,6-2,4 ml,
- szalki 60 mm: wysokość 15 mm, powierzchnia wzrostu około 21 cm², rekomendowana objętość medium 4,2-6,3 ml,
- szalki 100 mm: wysokość 20 mm, powierzchnia wzrostu około 55 cm², rekomendowana objętość medium 11-16,5 ml,
- szalki 150 mm: wysokość 25 mm, powierzchnia wzrostu około 148 cm², rekomendowana objętość medium 30-45 ml.