



Butelki z oranżowego szkła - bez zakrętek - o poj. 5 ml - 100 ml

Wysokiej jakości butelki wykonane ze szkła oranżowego, zgodnego z III klasą hydrolityczną (wg ISO 719 lub klasą zbiorników III wg DIN 52339-TO180). Spełniające wymagania Farmakopei Europejskiej.

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	L-2360	Butelki z oranżowego szkła - bez zakrętek	5 ml	22,5 x 53 mm	DIN 18	10 szt.
	L-2361	Butelki z oranżowego szkła - bez zakrętek	10 ml	24 x 64 mm	DIN 18	10 szt.
	L-2362	Butelki z oranżowego szkła - bez zakrętek	15 ml	26,5 x 65 mm	DIN 18	10 szt.
	L-2363	Butelki z oranżowego szkła - bez zakrętek	20 ml	29 x 74 mm	DIN 18	10 szt.
	L-2364	Butelki z oranżowego szkła - bez zakrętek	30 ml	33 x 80 mm	DIN 18	10 szt.
	L-2365	Butelki z oranżowego szkła - bez zakrętek	50 ml	37 x 91 mm	DIN 18	10 szt.
	L-2366	Butelki z oranżowego szkła - bez zakrętek	100 ml	47 x 114 mm	DIN 18	10 szt.

Opis

Butelki wykonane z wysokiej jakości szkła oranżowego – III klasa hydrolityczna (wg ISO 719 lub klasie zbiorników III wg DIN 52339-TO180). Wytwarzane zgodnie ze standardami określonymi w Farmakopei Europejskiej.

Gwint: DIN 18 (18 mm).

Zakrętki należy zamawiać oddzielnie.