



Mikrokroplomierz

Kroplomierz przeznaczony do pracy z bardzo małymi objętościami. Pojemność wynosi 2 ml, średnica 12 mm, a wysokość po złożeniu 53 mm. Buteleczka została wykonana z bezbarwnego szkła, natomiast zakraplacz z tworzywa sztucznego.

Miniatura



Nr-art.

B-0104

Nazwa

Mikrokroplomierz

Kolor

Pojemność

Opis

Kroplomierz umożliwia dozowanie niewielkich ilości cieczy. Buteleczka wykonana jest z przezrystego szkła, co ułatwia obserwację zawartości, natomiast zakraplacz powstał z tworzywa sztucznego. Pojemność kroplomierza wynosi 2 ml, średnica 12 mm, a wysokość po złożeniu 53 mm.