



Butelki z kroplomierzem oranżowe

Butelki z kroplomierzem umożliwiają sprawne pobieranie i precyzyjne dozowanie niewielkich ilości płynu. Zakrętka zapewnia szczelne zamknięcie. Butelki wykonane są z oranżowego szkła, odpowiedniego do substancji wrażliwych na światło. Pojemność zasysana przez kroplomierz wynosi około 0,7 ml. Dostępne pojemności butelek to 5, 10, 20, 30, 50 i 100 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność
	1-7239	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	5 ml
	1-7240	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	10 ml
	1-7241	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	20 ml
	1-7242	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	30 ml
	1-7243	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	50 ml
	1-7244	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	100 ml

Opis

Butelki z kroplomierzem **wykonane są z oranżowego szkła**, które zapewnia skuteczną ochronę zawartości przed promieniowaniem UV. Dzięki temu nadają się do przechowywania wrażliwych roztworów, olejków, ekstraktów i innych substancji w różnych laboratoriach oraz w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

Każda butelka wyposażona jest w **kroplomierz ze szklaną końcówką i gumową gruszką, zintegrowany ze szczelną zakrętką DIN-18** z tworzywa polipropylenowego (PP). Gruszka umożliwia wygodne pobieranie i precyzyjne dozowanie cieczy, a konstrukcja zakrętki zapobiega wyciekaniu płynów.

Objętość zasysana przez **kroplomierz to około 0,7 ml**.

Butelki mają klasyczny, cylindryczny kształt ułatwiający etykietowanie i stabilne ustawienie w statywach. Dostępne są w **pojemnościach 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml i 100 ml**.