



Butelki z niebieskiego szkła - o poj. 10 ml - 100 ml

Butelki z niebieskiego szkła to małe butelki laboratoryjne przeznaczone do przechowywania próbek, roztworów, odczynników i preparatów wymagających ochrony przed światłem. Wykonane są z ciemnoniebieskiego szkła o III klasie hydrolitycznej i produkowane zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	B-1411	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	10 ml	26 x 61 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1412	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	20 ml	42 x 72 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1413	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	30 ml	31 x 85 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1414	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	50 ml	56 x 92 mm	DIN 18	10 szt.
	B-1415	Butelki z niebieskiego szkła - bez zakrętek	100 ml	48 x 104 mm	DIN 18	10 szt.

Opis

Charakterystyka butelek z niebieskiego szkła

Butelki z niebieskiego szkła są przeznaczone do przechowywania niewielkich objętości cieczy, odczynników, próbek i preparatów laboratoryjnych. Ciemnoniebieskie szkło ogranicza dostęp światła do zawartości, dlatego dobrze sprawdza się przy materiałach wymagających ochrony przed promieniowaniem świetlnym. **Grubość ścianki** to ok. 2 mm.

Szkło ma **III klasę hydrolityczną** według ISO 719 lub DIN 52339-T0180, a butelki są produkowane zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Gwint **DIN 18** umożliwia dobór różnych typów zamknięć, w zależności od sposobu przechowywania lub dozowania cieczy.

Dostępne warianty butelek

Butelki są dostępne w pojemnościach **10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml i 100 ml**. Wszystkie warianty są pakowane po **10 sztuk**.

Do butelek pasują osobno dostępne [zakrętki](#). Zakrętki nie są dołączone do butelek i należy zamawiać je oddzielnie.