



Papiery ochronne na powierzchnie robocze

Papier ochronny qpore[®] przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni roboczych w laboratorium, takich jak blaty, stoły i szuflady. Z jednej strony ma chłonną warstwę papierową, a z drugiej folię powlekaną PE, która ogranicza przenikanie cieczy na chronioną powierzchnię. Produkt pomaga chronić stanowisko pracy przed zabrudzeniem, uderzeniami oraz kontaktem z cieczami toksycznymi lub żrącymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gramatura	Chłonność	Szerokość	Długość	Pakowane
	6-0311	Papiery ochronne na powierzchnie robocze	125 g/m ²	240 ml/m ²	500 mm	600 mm	arkusze (100 szt.)
	6-0312	Papier ochronny na powierzchnie robocze	125 g/m ²	240 ml/m ²	460 mm	50 m	rolka
	6-0313	Papier ochronny na powierzchnie robocze	125 g/m ²	240 ml/m ²	600 mm	50 m	rolka

Opis

Charakterystyka papieru ochronnego qpore[®]

Papier ochronny qpore[®] ma gramaturę **125 g/m²**, jest biały i niesterylny. Produkt ma dwuwarstwową konstrukcję. Jedna strona wykonana jest z chłonnego papieru, który przejmie rozlane ciecze, natomiast druga strona jest pokryta **folią PE**, ograniczającą przenikanie cieczy na zabezpieczaną powierzchnię. Dzięki temu papier łączy funkcję chłonną z barierą ochronną.

Zastosowania papieru ochronnego qpore[®]

Papier qpore[®] sprawdza się podczas prac laboratoryjnych, w których konieczna jest **ochrona blatu**. Może być stosowany jako podkład pod próbki, naczynia laboratoryjne lub drobny sprzęt.

Produkt jest odpowiedni do zabezpieczania powierzchni przed cieczami toksycznymi, żrącymi lub radioaktywnymi, zgodnie z opisem producenta. Może być używany w laboratoriach chemicznych, biologicznych, analitycznych, przemysłowych i dydaktycznych.

Dostępne warianty produktów

Papier ochronny qpore[®] dostępny jest w trzech wariantach. Dostępne formaty to **arkusze prostokątne lub rolki** o różnych wymiarach.

**Dane
techniczne****Parametr****Papiery ochronne na powierzchnie robocze**

Nr-art.	6-0311	6-0312	6-0313
Sterylność	nie		
Szerokość	500 mm	460 mm	600 mm
Kolor	biały		
Materiał	papier		
Długość	60 cm	50 m	
Gramatura	125 g/m²		
Chłonność	240 ml/m²		
Format	arkusz	rolka	