



Bibuły filtracyjne karbowane - klasa QP203/f



qpore[®] QP203/f to jakościowa, karbowana bibuła filtracyjna o szybkiej filtracji, wykonana z wysokoczystych lintersów bawełnianych i włókien celulozowych. W porównaniu z płaskimi krążkami forma karbowana ułatwia dopasowanie filtra do lejka, zwiększa powierzchnię filtracji i wspiera sprawniejszy przepływ cieczy. Bibuła ma zawartość popiołu 0,06% oraz podwyższoną odporność na wilgoć i substancje chemiczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0261	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP203/f	szybka	88 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0262	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP203/f	szybka	88 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0263	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP203/f	szybka	88 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0264	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP203/f	szybka	88 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP203/f

qpore[®] QP203/f to jakościowa bibuła filtracyjna w **wersji karbowanej**, przeznaczona do szybkiej filtracji. Pod względem klasy i właściwości materiału odpowiada jakościowym bibułom qpore[®] QP203, jednak różni się formą wykonania – zamiast płaskiego krążka ma strukturę fałdowaną, która **ułatwia ułożenie filtra w lejku laboratoryjnym, ogranicza jego przyleganie do ścianek i zwiększa powierzchnię kontaktu z filtrowaną cieczą**.

Karbowana forma zwiększa efektywną powierzchnię filtracji i wspiera swobodniejszy przepływ cieczy, dlatego qpore[®] QP203/f sprawdza się w pracach, w których ważna jest wygoda użytkowania, szybkie oddzielanie cząstek stałych od cieczy oraz powtarzalność procesu filtracji. Bibuła umożliwia ocenę właściwości filtrowanych roztworów i kontrolę składu próbek w analizach jakościowych.

Bibuła produkowana jest z **wysokoczystych lintersów bawełnianych oraz włókien celulozowych**. W porównaniu ze standardowymi filtrami wykazuje lepszą odporność na wilgoć i działanie substancji chemicznych, co pozwala stosować ją zarówno w rutynowych analizach laboratoryjnych, jak i w bardziej wymagających procedurach.

Zastosowania bibuł klasy QP203/f

Zawartość popiołu wynosi **0,06%**, dlatego qpore[®] QP203/f jest odpowiednia do analiz jakościowych, w których istotne jest

określenie charakteru filtrowanego roztworu oraz sprawdzenie składu próbki. Bibuła może być stosowana m.in. w analizie żywności, napojów oraz próbek środowiskowych, takich jak powietrze, gleba i inne materiały badawcze.

Dostępne warianty produktów

Produkt jest oferowany w średnicy od **125 mm** do **240 mm**, dostępny w opakowaniach po 100 sztuk.

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne karbowane qpore®			
Nr-art.	6-0261	6-0262	6-0263	6-0264
Średnica	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie			
Materiał	papier			
Gramatura	88 g/m ²			
Szybkość filtracji	szybka			
Format	arkusz			