



Bibuły filtracyjne karbowane - klasa QP201/f



qpore[®] QP201/f to jakościowa bibuła filtracyjna w formie karbowanej, przeznaczona do filtracji o średniej szybkości. Wytwarzana jest z lintersów bawełnianych i włókien celulozowych, a fałdowana struktura ułatwia jej ułożenie w lejku, zwiększa powierzchnię roboczą i sprzyja swobodniejszemu przepływowi cieczy. Bibuła ma zawartość popiołu 0,06% oraz wykazuje zwiększoną odporność na wilgoć i działanie substancji chemicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0270	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP201/f	średnioszybka	87 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0271	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP201/f	średnioszybka	87 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0272	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP201/f	średnioszybka	87 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0273	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP201/f	średnioszybka	87 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP201/f

qpore[®] QP201/f to jakościowa bibuła filtracyjna w wersji karbowanej, przeznaczona do **filtracji o średniej szybkości**. Pod względem klasy i właściwości materiału odpowiada bibułom QP201, jednak różni się formą wykonania – zamiast płaskiego krążka ma strukturę fałdowaną, która ułatwia dopasowanie filtra do lejka laboratoryjnego.

Karbowana forma zwiększa efektywną powierzchnię filtracji i wspiera swobodniejszy przepływ cieczy, dlatego qpore[®] QP201/f sprawdza się szczególnie w pracach, w których ważna jest wygoda użytkowania oraz powtarzalne oddzielanie cząstek stałych od roztworu. Bibuła umożliwia ocenę właściwości filtrowanych cieczy i kontrolę składu próbek w analizach jakościowych.

Bibuła wytwarzana jest z **lintersów bawełnianych i włókien celulozowych**. Dzięki większej odporności na wilgoć oraz substancje chemiczne niż standardowe filtry sprawdza się zarówno w codziennych analizach laboratoryjnych, jak i w bardziej wymagających procedurach.

Zastosowania bibuł klasy QP201/f

Zawartość popiołu na poziomie **0,06%** sprawia, że klasa **QP201/f** dobrze nadaje się do analiz jakościowych wymagających oceny właściwości filtrowanego roztworu i kontroli składu próbki. Bibuła znajduje zastosowanie m.in. w badaniach żywności, napojów oraz próbek środowiskowych, takich jak powietrze, gleba i inne materiały analityczne.

Dostępne warianty produktów

Karbowane bibuły filtracyjne qpore® QP201/f dostępne są w różnych średnicach, co pozwala dopasować rozmiar filtra do stosowanego lejka, zestawu filtracyjnego oraz rodzaju wykonywanej analizy.

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne karbowane qpore®			
Nr-art.	6-0270	6-0271	6-0272	6-0273
Średnica	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie			
Materiał	papier			
Gramatura	87 g/m ²			
Szybkość filtracji	średnia			
Format	arkusz			