



Bibuły filtracyjne - klasa QP101



qpore[®] QP101 to standardowa bibuła filtracyjna wykonana w 100% z celulozy, przeznaczona do prac analitycznych w laboratoriach oraz filtracji o średniej szybkości. Sprawdza się w codziennych zastosowaniach laboratoryjnych, edukacyjnych i przemysłowych, m.in. w chemii, farmacji, kosmetyce, analizie żywności oraz uzdatnianiu wody.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0232	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	47 mm	100 szt.
	6-0233	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	55 mm	100 szt.
	6-0234	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	70 mm	100 szt.
	6-0235	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	90 mm	100 szt.
	6-0236	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	110 mm	100 szt.
	6-0237	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0238	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0239	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0240	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP101	średnioszybka	73 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP101

qpore[®] QP101 to standardowa bibuła filtracyjna przeznaczona do prac analitycznych w laboratoriach, w których wymagana jest filtracja o średniej szybkości. Papier ma uniwersalne zastosowanie i pozwala na skuteczne oddzielanie cząstek stałych od cieczy w rutynowych procedurach filtracyjnych.

Bibuła wykonana jest w 100% z celulozy, co zapewnia dobrą chłonność i odpowiednią trwałość podczas typowych zastosowań laboratoryjnych. Nadaje się do pracy ze standardowymi lejkami i zestawami filtracyjnymi, zarówno w laboratoriach badawczych, jak i w szkołach oraz uczelniach.

Zastosowania bibuł klasy QP101

qpore® QP101 sprawdza się w ogólnych i analitycznych pracach laboratoryjnych, w których ważna jest powtarzalność filtracji oraz wygodna praca z próbkami. Bibuła może być wykorzystywana w szkołach, uczelniach, laboratoriach badawczych oraz w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym, a także w procesach związanych z uzdatnianiem wody.

Dostępne warianty produktów

Bibuły filtracyjne qpore® QP101 oferowane są w kilku średnicach, dzięki czemu można łatwo dobrać odpowiedni rozmiar do używanego naczynia filtracyjnego i rodzaju wykonywanej analizy.

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne qpore®								
Nr-art.	6-0232	6-0233	6-0234	6-0235	6-0236	6-0237	6-0238	6-0239	6-0240
Średnica	47 mm	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie								
Materiał	papier								
Gramatura	73 g/m ²								
Prędkość filtracji	średnia								
Format	arkusz								