



Bibuły filtracyjne - klasa QP103



qpore[®] QP103 to standardowa, gładka bibuła filtracyjna wykonana w 100% z celulozy, przeznaczona do szybkiej filtracji. Sprawdza się w ogólnych pracach laboratoryjnych, edukacyjnych i przemysłowych, m.in. w laboratoriach badawczych, szkołach, uczelniach, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym oraz w uzdatnianiu wody.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0244	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP103	szybka	73 g/m ²	55 mm	100 szt.
	6-0245	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP103	szybka	73 g/m ²	70 mm	100 szt.
	6-0246	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP103	szybka	73 g/m ²	90 mm	100 szt.
	6-0247	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP103	szybka	73 g/m ²	110 mm	100 szt.
	6-0248	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP103	szybka	73 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0249	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP103	szybka	73 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0250	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP103	szybka	73 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0251	Bibuły filtracyjne qpore [®]	QP103	szybka	73 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP103

qpore[®] QP103 to standardowa bibuła filtracyjna o gładkiej strukturze, przeznaczona do **szybkiego filtrowania** i skutecznego oddzielania zawiesin od roztworów. Dzięki **uniwersalnym właściwościom** sprawdza się w codziennych zastosowaniach laboratoryjnych oraz podstawowych procedurach filtracyjnych.

Bibuła wykonana jest w 100% z celulozy, co zapewnia jej odpowiednią chłonność i stabilność podczas typowych zastosowań filtracyjnych. Dzięki gładkiej strukturze papier może być wygodnie stosowany w standardowych lejkach i zestawach filtracyjnych.

Zastosowania bibuły klasy QP103

qpore® QP103 jest odpowiednia do ogólnych prac laboratoryjnych, w których ważna jest szybkość filtracji i łatwe oddzielenie osadu od roztworu. Bibuła może być stosowana w laboratoriach badawczych, szkołach i uczelniach, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym oraz w procesach związanych z uzdatnianiem wody.

Dostępne warianty produktów

Bibuły filtracyjne qpore® QP103 dostępne są w różnych wariantach średnic, co pozwala **dopasować rozmiar filtra do stosowanego lejka, aparatu filtracyjnego oraz rodzaju wykonywanej filtracji.**

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne qpore®							
Nr-art.	6-0244	6-0245	6-0246	6-0247	6-0248	6-0249	6-0250	6-0251
Średnica	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie							
Materiał	papier							
Gramatura	73 g/m ²							
Szybkość filtracji	szybka							
Format	arkusz							