



Bibuły filtracyjne jakościowe - klasa QP204



qpore[®] QP204 to jakościowa bibuła filtracyjna przeznaczona do bardzo szybkiej filtracji, wykonana z wysokoczystych lintersów bawełnianych i włókien celulozowych. Charakteryzuje się zawartością popiołu 0,06% oraz zwiększoną odpornością na działanie substancji chemicznych i wilgoci, dlatego sprawdza się w analizie żywności, napojów i próbek środowiskowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0256	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP204	bardzo szybka	80 g/m2	90 mm	100 szt.
	6-0257	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP204	bardzo szybka	80 g/m2	110 mm	100 szt.
	6-0258	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP204	bardzo szybka	80 g/m2	125 mm	100 szt.
	6-0259	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP204	bardzo szybka	80 g/m2	150 mm	100 szt.
	6-0260	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP204	bardzo szybka	80 g/m2	185 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP204

qpore[®] QP204 to jakościowa bibuła filtracyjna przeznaczona do prac, w których liczy się bardzo szybki przebieg filtracji i skuteczne oddzielanie zawieszin od cieczy. Papier pozwala dokładnie ocenić cechy filtrowanych roztworów oraz zweryfikować skład próbek, zapewniając jednocześnie stabilne i powtarzalne warunki filtracji.

Bibuła wytwarzana jest z wysokoczystych lintersów bawełnianych i włókien celulozowych. Dzięki podwyższonej odporności na działanie wilgoci oraz substancji chemicznych może być stosowana zarówno w rutynowych analizach laboratoryjnych, jak i w bardziej wymagających badaniach.

Zastosowania bibuł klasy QP204

Zawartość popiołu na poziomie **0,06%** sprawia, że qpore[®] QP204 dobrze sprawdza się w analizach jakościowych, w których istotne jest określenie właściwości filtrowanego roztworu oraz kontrola składu badanej próbki. Bibuła może być wykorzystywana m.in. w analizie żywności, napojów oraz próbek środowiskowych, takich jak powietrze, gleba i inne materiały badawcze.

Dostępne warianty produktów

Bibuły filtracyjne qpore® QP204 oferowane są w różnych średnicach, co umożliwia dobranie odpowiedniego rozmiaru do stosowanego lejka, aparatu filtracyjnego oraz konkretnego typu analizy.

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore®				
Nr-art.	6-0256	6-0257	6-0258	6-0259	6-0260
Średnica	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm
Sterylność	nie				
Materiał	papier				
Gramatura	80 g/m ²				
Prędkość filtracji	bardzo wolna				
Format	arkusz				