



## Bibuły filtracyjne jakościowe - klasa QP201



qpore<sup>®</sup> QP201 to jakościowa bibuła filtracyjna przeznaczona do filtracji o średniej szybkości, wykonana z lintersów bawełnianych i włókien celulozowych. Charakteryzuje się zawartością popiołu 0,06% oraz zwiększoną odpornością na działanie substancji chemicznych i wilgoci, dzięki czemu sprawdza się w analizie żywności, napojów i próbek środowiskowych.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                            | Klasa | Typ filtracji | Gramatura           | Śr. membrany | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|----------|
|           | 6-0265  | Bibuły filtracyjne jakościowe qpore <sup>®</sup> | QP201 | średnioszybka | 87 g/m <sup>2</sup> | 90 mm        | 100 szt. |
|           | 6-0266  | Bibuły filtracyjne jakościowe qpore <sup>®</sup> | QP201 | średnioszybka | 87 g/m <sup>2</sup> | 110 mm       | 100 szt. |
|           | 6-0267  | Bibuły filtracyjne jakościowe qpore <sup>®</sup> | QP201 | średnioszybka | 87 g/m <sup>2</sup> | 125 mm       | 100 szt. |
|           | 6-0268  | Bibuły filtracyjne jakościowe qpore <sup>®</sup> | QP201 | średnioszybka | 87 g/m <sup>2</sup> | 150 mm       | 100 szt. |
|           | 6-0269  | Bibuły filtracyjne jakościowe qpore <sup>®</sup> | QP201 | średnioszybka | 87 g/m <sup>2</sup> | 185 mm       | 100 szt. |

### Opis

## Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore<sup>®</sup> QP201

qpore<sup>®</sup> QP201 to jakościowa bibuła filtracyjna przeznaczona do zastosowań, w których wymagana jest filtracja o średniej szybkości oraz dokładna ocena właściwości filtrowanych roztworów.

Bibuła powstaje z wysokoczystych lintersów bawełnianych oraz włókien celulozowych. W porównaniu ze standardowymi filtrami wykazuje lepszą odporność na działanie substancji chemicznych i wilgoci, co zwiększa jej przydatność w codziennych oraz bardziej wymagających procedurach laboratoryjnych.

## Zastosowania bibuł klasy QP201

Zawartość popiołu wynosi **0,06%**, dlatego qpore<sup>®</sup> QP201 sprawdza się w analizach jakościowych, w których ważne jest określenie charakteru filtrowanego roztworu i sprawdzenie składu próbki. Bibuła może być stosowana m.in. w analizie żywności i napojów, a także w badaniach środowiskowych, takich jak analiza powietrza, gleby i innych próbek środowiskowych.

## Dostępne warianty produktów

Bibuły filtracyjne qpore® QP201 dostępne są w różnych wariantach średnic, co pozwala dopasować rozmiar filtra do lejków, aparatów filtracyjnych oraz rodzaju prowadzonej analizy.

### Dane techniczne

| Parametr           | Bibuły filtracyjne jakościowe qpore® |        |        |        |        |
|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nr-art.            | 6-0265                               | 6-0266 | 6-0267 | 6-0268 | 6-0269 |
| Średnica           | 90 mm                                | 110 mm | 125 mm | 150 mm | 185 mm |
| Sterylność         | nie                                  |        |        |        |        |
| Materiał           | papier                               |        |        |        |        |
| Gramatura          | 87 g/m <sup>2</sup>                  |        |        |        |        |
| Prędkość filtracji | średnia                              |        |        |        |        |
| Format             | arkusz                               |        |        |        |        |