



Bibuły filtracyjne jakościowe - klasa QP200



qpore[®] QP200 to jakościowa bibuła filtracyjna przeznaczona do bardzo wolnej filtracji, wykonana z wysokoczystych lintersów bawełnianych i włókien celulozowych. Charakteryzuje się zawartością popiołu 0,06% oraz zwiększoną odpornością na działanie substancji chemicznych i wilgoci, dzięki czemu sprawdza się w analizie żywności, napojów i próbek środowiskowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0274	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP200	bardzo wolna	80 g/m ²	90 mm	100 szt.
	6-0275	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP200	bardzo wolna	80 g/m ²	110 mm	100 szt.
	6-0276	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP200	bardzo wolna	80 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0277	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP200	bardzo wolna	80 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0278	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore [®]	QP200	bardzo wolna	80 g/m ²	185 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP200

qpore[®] QP200 to jakościowa bibuła filtracyjna przeznaczona do zastosowań, w których wymagana jest **bardzo wolna filtracja**.

Bibuła powstaje z lintersów bawełnianych oraz włókien celulozowych. W porównaniu ze standardowymi filtrami wykazuje lepszą **odporność na działanie substancji chemicznych i wilgoci**, co zwiększa jej przydatność w bardziej wymagających procedurach laboratoryjnych.

Zastosowania bibuł klasy QP200

Zawartość popiołu wynosi **0,06%**, dlatego qpore[®] QP200 sprawdza się w analizach jakościowych, w których istotne jest określenie charakteru filtrowanego roztworu i kontrola składu próbki. Bibuła może być stosowana m.in. **w analizie żywności i napojów, a także w badaniach środowiskowych**, takich jak analiza powietrza, gleby i innych próbek środowiskowych.

Dostępne warianty produktów

Bibuły filtracyjne qpore[®] QP200 dostępne są w **różnych wariantach średnic**, co pozwala dopasować rozmiar filtra do

lejków, zestawów filtracyjnych oraz rodzaju prowadzonej analizy.

**Dane
techniczne**

Parametr	Bibuły filtracyjne jakościowe qpore®				
Nr-art.	6-0274	6-0275	6-0276	6-0277	6-0278
Średnica	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm
Sterylność	nie				
Materiał	papier				
Gramatura	80 g/m ²				
Szybkość filtracji	bardzo wolna				
Format	arkusz				