



Bibuły filtracyjne ilościowe - klasa QP304



Bibuły filtracyjne ilościowe qpore[®] QP304 są przeznaczone do bardzo szybkiej filtracji, wykonane z wysokiej jakości lintersów bawełnianych i włókien alfa-celulozy, o zawartości popiołu poniżej 0,01%.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0279	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP304	bardzo szybka	84 g/m ²	55 mm	100 szt.
	6-0280	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP304	bardzo szybka	84 g/m ²	70 mm	100 szt.
	6-0281	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP304	bardzo szybka	84 g/m ²	90 mm	100 szt.
	6-0282	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP304	bardzo szybka	84 g/m ²	110 mm	100 szt.
	6-0283	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP304	bardzo szybka	84 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0284	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP304	bardzo szybka	84 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0285	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP304	bardzo szybka	84 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0286	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP304	bardzo szybka	84 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuły filtracyjnych qpore[®] QP304

qpore[®] QP304 to ilościowa bibuła filtracyjna przeznaczona do zastosowań, w których wymagana jest **bardzo szybka filtracja** oraz wysoka czystość materiału. Dzięki właściwościom bezpopiołowym papier może być stosowany w analizach ilościowych, gdzie ważne jest ograniczenie pozostałości po spalaniu. Produkt oznaczony jest kolorem czarnym.

Bibuła powstaje ze starannie dobranych lintersów bawełnianych oraz włókien alfa-celulozy. W procesie produkcji materiał poddawany jest oczyszczaniu chemicznemu, obejmującemu obróbkę kwasową i płukanie wodą demineralizowaną, co pozwala usunąć zanieczyszczenia.

Zastosowania bibuły klasy QP304

Zawartość popiołu wynosi poniżej **0,01%**, dlatego qpore® QP304 sprawdza się w wymagających analizach laboratoryjnych. Produkt jest odpowiedni do filtracji, w której kluczowe znaczenie ma szybkość procesu oraz powtarzalność wyników.

Dostępne warianty produktów

Bibuły filtracyjne qpore® QP304 dostępne są w szerokim wyborze średnic – od **55 do 240 mm** – co pozwala dopasować rozmiar filtra do różnych lejków, aparatów filtracyjnych i zastosowań laboratoryjnych.

Dane techniczne

Parametr

Bibuły filtracyjne ilościowe qpore®

Nr-art.	6-0279	6-0280	6-0281	6-0282	6-0283	6-0284	6-0285	6-0286
Średnica	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie							
Materiał	papier							
Gramatura	84 g/m²							
Szybkość filtracji	bardzo szybka							
Format	arkusz							