



Bibuły filtracyjne ilościowe - klasa QP303



Ilościowa, bezpopiołowa bibuła filtracyjna qpore[®] QP303 została zaprojektowana z myślą o szybkiej filtracji. Powstaje z wysokiej jakości lintersów bawełnianych oraz włókien alfa-celulozy, a dzięki specjalnemu procesowi oczyszczania charakteryzuje się zawartością popiołu poniżej 0,01%.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0287	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP303	szybka	84 g/m ²	55 mm	100 szt.
	6-0288	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP303	szybka	84 g/m ²	70 mm	100 szt.
	6-0289	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP303	szybka	84 g/m ²	90 mm	100 szt.
	6-0290	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP303	szybka	84 g/m ²	110 mm	100 szt.
	6-0291	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP303	szybka	84 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0292	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP303	szybka	84 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0293	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP303	szybka	84 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0294	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP303	szybka	84 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuły qpore[®] QP303

qpore[®] QP303 to ilościowa bibuła filtracyjna do zastosowań analitycznych, w których potrzebna jest **szybka filtracja** przy zachowaniu wysokiej czystości materiału. Papier jest bezpopiołowy, dlatego może być stosowany w analizach wymagających minimalnej ilości pozostałości po spalaniu. Bibuła qpore[®] QP303 oznaczona jest kolorem **białym**.

Filtry produkowane są ze 100% starannie dobranych lintersów bawełnianych oraz włókien alfa-celulozy. W trakcie procesu produkcyjnego materiał przechodzi obróbkę chemiczną, w tym specjalne płukanie kwasowe oraz oczyszczanie wodą demineralizowaną. Tak przygotowana bibuła charakteryzuje się zawartością popiołu **poniżej 0,01%**.

Zastosowania bibuły klasy QP303

Bibuła qpore® QP303 sprawdza się w **wymagających analizach laboratoryjnych**, szczególnie tam, gdzie ważne jest sprawne oddzielanie osadu, czystość filtracji i powtarzalność wyników.

Dostępne warianty produktów

Arkusze bibuły klasy QP303 są dostępne w wariantach o średnicy od 55 mm do 240 mm.

Dane techniczne

Parametr

Bibuły filtracyjne ilościowe qpore®

Nr-art.	6-0287	6-0288	6-0289	6-0290	6-0291	6-0292	6-0293	6-0294
Średnica	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie							
Materiał	papier							
Gramatura	84 g/m ²							
Szybkość filtracji	szybka							
Format	arkusz							