



Bibuły filtracyjne ilościowe - klasa QP301



Bibuła filtracyjna qpore[®] QP301 to ilościowy, bezpopiołowy papier filtracyjny o średniej szybkości filtracji. Wykonana z lintersów bawełnianych i włókien alfa-celulozy, charakteryzuje się zawartością popiołu poniżej 0,01% i jest przeznaczona do dokładnych analiz laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0295	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP301	średnioszybka	84 g/m ²	55 mm	100 szt.
	6-0296	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP301	średnioszybka	84 g/m ²	70 mm	100 szt.
	6-0297	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP301	średnioszybka	84 g/m ²	90 mm	100 szt.
	6-0298	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP301	średnioszybka	84 g/m ²	110 mm	100 szt.
	6-0299	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP301	średnioszybka	84 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0300	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP301	średnioszybka	84 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0301	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP301	średnioszybka	84 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0302	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP301	średnioszybka	84 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych klasy QP301

qpore[®] QP301 to ilościowa, bezpopiołowa bibuła filtracyjna przeznaczona do analiz wymagających czystego materiału filtracyjnego i powtarzalnych wyników. Papier zapewnia **średnią szybkość filtracji**, dlatego sprawdza się w rutynowych oraz bardziej wymagających procedurach analitycznych.

Do produkcji bibuły wykorzystywane są wysokiej jakości lintersy bawełniane oraz włókna alfa-celulozy. Materiał poddawany jest starannemu procesowi oczyszczania, obejmującemu obróbkę kwasową oraz płukanie wodą demineralizowaną. Pozwala to usunąć zanieczyszczenia i ograniczyć zawartość popiołu do poziomu **poniżej 0,01%**. Bibuła qpore[®] QP301 oznaczona jest kolorem czerwonym.

Zastosowania

Bibuły filtracyjne qpore® QP301 są odpowiednie do zastosowań, w których ważna jest niska ilość pozostałości po spaleniu, stabilna jakość filtracji oraz możliwość wykorzystania papieru w analizach ilościowych.

Warianty produktów

W ofercie dostępny jest **szeroki zakres rozmiarów** bibuły klasy QP301 – od 55 mm średnicy do 240 mm średnicy.

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore®							
Nr-art.	6-0295	6-0296	6-0297	6-0298	6-0299	6-0300	6-0301	6-0302
Średnica	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie							
Materiał	papier							
Gramatura	84 g/m²							
Prędkość filtracji	średnia							
Format	arkusz							