



Bibuły filtracyjne ilościowe - klasa QP300



Ilościowe, bezpopiołowe bibuły filtracyjne qpore[®] QP300 wykonane są ze 100% wysokiej jakości bawełny i włókien alfa-celulozy. Przeznaczone są do bardzo wolnej filtracji oraz wymagających analiz ilościowych, w których istotna jest niska zawartość popiołu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0303	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP300	bardzo wolna	84 g/m ²	55 mm	100 szt.
	6-0304	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP300	bardzo wolna	84 g/m ²	70 mm	100 szt.
	6-0305	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP300	bardzo wolna	84 g/m ²	90 mm	100 szt.
	6-0306	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP300	bardzo wolna	84 g/m ²	110 mm	100 szt.
	6-0307	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP300	bardzo wolna	84 g/m ²	125 mm	100 szt.
	6-0308	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP300	bardzo wolna	84 g/m ²	150 mm	100 szt.
	6-0309	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP300	bardzo wolna	84 g/m ²	185 mm	100 szt.
	6-0310	Bibuły filtracyjne ilościowe qpore [®]	QP300	bardzo wolna	84 g/m ²	240 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych klasy QP300

Bibuły filtracyjne qpore[®] klasy QP300 to **ilościowe, bezpopiołowe filtry** przeznaczone do **bardzo wolnej filtracji**. Produkowane są ze 100% wysokiej jakości lintersów bawełnianych oraz włókien alfa-celulozy, poddawanych rygorystycznemu procesowi chemicznemu. Bibuły klasy QP300 są oznaczone kolorem niebieskim.

W procesie produkcji filtry są płukane z wykorzystaniem specjalnej obróbki kwasowej, a następnie oczyszczane wodą demineralizowaną w celu usunięcia zanieczyszczeń. Dzięki temu uzyskują zawartość popiołu poniżej 0,01%, co pozwala stosować je w **wymagających analizach laboratoryjnych**.

Zastosowanie

qpore® QP300 sprawdza się w aplikacjach analitycznych wymagających wysokiej czystości materiału filtracyjnego oraz minimalnej zawartości pozostałości po spaleniu.

Warianty produktów

Bibuły klasy QP300 dostępne są w szerokim zakresie średnic – **od 55 mm do 240 mm.**

Dane techniczne

Parametr

Bibuły filtracyjne ilościowe qpore®

Nr-art.	6-0303	6-0304	6-0305	6-0306	6-0307	6-0308	6-0309	6-0310
Średnica	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Sterylność	nie							
Materiał	papier							
Gramatura	84 g/m ²							
Prędkość filtracji	bardzo wolna							
Format	arkusz							