



Filtry nabutelkowe - membrana z PES



Filtry nabutelkowe qpore[®] z hydrofilową membraną z polietersulfonu (PES), przeznaczone do filtracji większych objętości pożywek do hodowli komórkowych, buforów oraz innych roztworów biologicznych. Lejek o pojemności 1000 ml jest wyposażony w przyłącze do węża o średnicy wewnętrznej 8-12 mm. Filtry mają średnicę 90 mm, pory o wielkości 0,1, 0,22 lub 0,45 µm, są niesterylne i pakowane po 24 sztuki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. porów	Śr. membrany	Poj. lejka	Stopień czystości	Szt./Op.
	6-0193	Filtry nabutelkowe qpore [®]	PES	0,1 µm	90 mm	1000 ml	niesterylne	24 szt.
	6-0194	Filtry nabutelkowe qpore [®]	PES	0,22 µm	90 mm	1000 ml	niesterylne	24 szt.
	6-0195	Filtry nabutelkowe qpore [®]	PES	0,45 µm	90 mm	1000 ml	niesterylne	24 szt.

Opis

Filtry nabutelkowe qpore[®] z membraną PES

Filtry nabutelkowe qpore[®] są wyposażone w **hydrofilową membranę z polietersulfonu (PES)**. Materiał charakteryzuje się niskim wiązaniem białek, co pomaga ograniczyć straty składników podczas filtracji roztworów biologicznych. Budowa membrany sprzyja uzyskaniu wysokiej prędkości przepływu, dlatego filtry sprawdzają się podczas pracy z większymi objętościami cieczy.

Lejek z podziałką o pojemności 1000 ml ułatwia kontrolowanie objętości filtrowanego roztworu. **Przyłącze do węża o średnicy wewnętrznej 8-12 mm** umożliwia podłączenie zestawu do źródła podciśnienia i prowadzenie filtracji bezpośrednio do odpowiedniej butelki laboratoryjnej.

Zastosowanie filtrów nabutelkowych qpore[®]

Filtry są przeznaczone do filtracji pożywek do hodowli komórkowych, podłoży mikrobiologicznych, buforów oraz innych roztworów biologicznych. Mogą być wykorzystywane w laboratoriach biologicznych, mikrobiologicznych i analitycznych do oczyszczania oraz przygotowywania większych objętości cieczy.

Filtry o średnicy 90 mm, z porami o wielkości 0,1, 0,22 lub 0,45 µm, są wyposażone w lejek o pojemności 1000 ml. Wszystkie rodzaje są niesterylne i pakowane po 24 sztuki.

**Dane
techniczne****Parametr****Filtry nabutelkowe qpore®**

Nr-art.	6-0193	6-0194	6-0195
Wielkość porów	0,1 µm	0,22 µm	0,45 µm
Sterylność	nie		
Materiał membrany	polietersulfon (PES)		
Średnica zewnętrzna	90 mm		