



Filtry membranowe z nylonu - śr. 47 mm



Hydrofilowe filtry membranowe qpore[®] z nylonu, przeznaczone do filtracji roztworów wodnych, większości rozpuszczalników organicznych oraz próbek biologicznych. Mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 135°C. Filtry o średnicy 47 mm i średnicy porów 0,22 lub 0,45 µm są niesterylne i pakowane po 200 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. membrany	Śr. porów	Stopień czystości	Szt./Op.
	6-0094	Filtry membranowe qpore [®] nylon		47 mm	0,22 µm	niesterylne	200 szt.
	6-0095	Filtry membranowe qpore [®] nylon		47 mm	0,45 µm	niesterylne	200 szt.

Opis

Filtry membranowe qpore[®] z nylonu

Filtry membranowe qpore[®] są **wykonane z hydrofilowego nylonu** umieszczonego na materiale nośnym. Konstrukcja umożliwia równomierne zwilżanie powierzchni podczas filtracji roztworów wodnych bez konieczności stosowania dodatkowych środków zwilżających, które mogłyby przenikać do próbki.

Membrany charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia podczas filtracji. **Mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 135°C.**

Zastosowanie filtrów z membraną nylonową

Filtry są przeznaczone do filtracji roztworów wodnych, większości rozpuszczalników organicznych oraz próbek biologicznych.

Dostępne filtry membranowe qpore[®]

Filtry o **średnicy 47 mm i wielkości porów 0,22 lub 0,45 µm są hydrofilowe i niesterylne**. Sprzedawane są w opakowaniach po 200 sztuk.

Dane techniczne

Parametr	Filtry membranowe qpore®	
Nr-art.	6-0094	6-0095
Średnica	47 mm	
Wielkość porów	0,22 µm	0,45 µm
Sterylność	nie	
Charakter membrany	hydrofilowy	
Materiał membrany	poliamid 6.6 (PA 6.6. nylon®)	