



Statyw z PC Comorack 96 z przykrywką

Statyw Comorack 96 wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu (PC) przeznaczony jest do przechowywania okrągłodennych probówek o pojemności 1,4 ml. Statyw jest wolny od RNaz, DNaz i pirogenów, autoklawowalny do 100 cykli, a jego odporność temperaturowa wynosi od -80°C do 140°C. W opakowaniu znajduje się 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Rzędy	Szt./Op.
	MP22504	Statyw Comorack 96 z przykrywką	1,4 ml	8 x 12	10 szt.

Opis

Statyw Comorack 96 przeznaczony do przechowywania okrągłodennych probówek o pojemności 1,4 ml. Wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu, który zapewnia odporność mechaniczną oraz chemiczną. Statyw posiada bezpieczny system zamykania z uszczelniającą gumką, który chroni próbki podczas transportu i magazynowania. Pokrywkę można otworzyć jedną ręką, co ułatwia pracę w rutynowych procedurach laboratoryjnych. Statyw Comorack 96 jest autoklawowalny do 100 cykli. Produkowany w pomieszczeniu typu Cleanroom klasy 7 wg normy NEN-EN-ISO14644-1, a jego powierzchnia jest wolna od RNaz, DNaz oraz pirogenów, co gwarantuje czystość biologiczną i bezpieczeństwo próbek. Odpowiedni do przechowywania próbek wymagających zachowania wysokiej czystości, takich jak surowica, krew czy osocze.

Statyw Comorack 96 jest zgodny ze standardem ANSI/SLAS dla statywów do przechowywania.

Odporność temperaturowa: od -80°C do 140°C

Wymiary:

- Wysokość: 31,1 mm
- Wysokość z pokrywą: 52,0 mm
- Długość: 128,7 mm
- Szerokość: 85,5 mm

Produkt w promocyjnej cenie posiada krótki termin ważności.