



## Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne

NALGENE<sup>®</sup>

Jednorazowe kolby Erlenmeyera, wykonane z PETG o wysokiej przezroczystości. Z zakrętkami z HDPE. Nadają się do hodowli wytrząsanych i w zawieszynie, jak również do przygotowywania pożywek i przechowywania. Posiadają wytłaczaną podziałkę. Pakowane indywidualnie, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne dla komórek.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                            | Pojemność | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|           | B-4021  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra | 125 ml    | 24 szt.  |
|           | B-4022  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra | 250 ml    | 12 szt.  |
|           | B-4023  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra | 500 ml    | 12 szt.  |
|           | B-4024  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra | 1000 ml   | 6 szt.   |
|           | B-4025  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką bez filtra | 2000 ml   | 4 szt.   |
|           | B-4026  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem  | 125 ml    | 24 szt.  |
|           | B-4027  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem  | 250 ml    | 12 szt.  |
|           | B-4028  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem  | 500 ml    | 12 szt.  |
|           | B-4029  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem  | 1000 ml   | 6 szt.   |
|           | B-4030  | Kolby Erlenmeyera - jednorazowe, sterylne, z zakrętką z filtrem  | 2000 ml   | 4 szt.   |

### Opis

Jednorazowe kolby Erlenmeyera, wykonane z PETG o wysokiej przezroczystości. Z zakrętkami z HDPE. Nadają się do hodowli wytrząsanych i w zawieszynie, jak również do przygotowywania pożywek i przechowywania. Posiadają wytłaczaną podziałkę. Pakowane indywidualnie, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne dla komórek. Do wyboru dwie wersje: z zakrętką bez filtra wentylacyjnego (aby napowietrzyć zawartość kolby, można odkręcić zakrętkę o ¼ obrotu) lub z zakrętką z filtrem wentylacyjnym z membraną PTFE (hydrofobową) o śr. porów 0,2 µm.

**Kolby w promocyjnej cenie mają krótki termin ważności.**