



Dozownik Close-it do etykiet



Dozownik Bürkle Close-it jest przeznaczony do pracy z etykietami Close-it o wymiarach 95 x 95 mm. Ułatwia uporządkowane przechowywanie rolki, szybkie odrywanie pojedynczych naklejek oraz wygodne stosowanie ich podczas pobierania próbek. Sprawdza się w laboratoriach, kontroli jakości, magazynach i zakładach produkcyjnych, gdzie etykiety Close-it są używane do zabezpieczania otworów w workach, kartonach i innych opakowaniach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta	Szt./Op.
	N-8710	Dozownik do etykiet Close-it	etykiety 95 x 95 mm	5303-9000	1 szt.

Opis

Specyfikacja dozownika Close-it

Dozownik Bürkle Close-it to praktyczne akcesorium **do etykiet Close-it** w formacie 95 x 95 mm. Umożliwia wygodne przechowywanie rolki etykiet oraz szybkie pobieranie pojedynczych naklejek podczas pracy z próbkami.

Dozownik pomaga utrzymać porządek na stanowisku pracy i **ogranicza ryzyko zabrudzenia lub uszkodzenia etykiet** przed użyciem. Dzięki niemu naklejki są zawsze pod ręką, co usprawnia zabezpieczanie miejsc po pobraniu próbek z worków, kartonów, opakowań zbiorczych i pojemników.

Zastosowanie dozownika Close-it

Dozownik sprawdza się w laboratoriach, działach kontroli jakości, magazynach surowców oraz zakładach produkcyjnych, w których stosowane są etykiety Bürkle Close-it. Ułatwia pracę szczególnie tam, gdzie próbki są pobierane regularnie, a otwory w opakowaniach muszą być szybko i szczelnie zabezpieczone.