



Szpatułki SteriPlast z PS



Szpatułki Bürkle SteriPlast są przeznaczone do pobierania próbek materiałów sypkich, półstałych i past w warunkach wymagających czystości pracy. Produkty są sterylne, pakowane indywidualnie i gotowe do użycia bez dodatkowej sterylizacji. Dostępne są w dwóch wersjach: bez pokryw, o długości całkowitej 263 mm, oraz z pokrywą, o długości całkowitej 268 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Gł. zanurzenia	Stopień czystości	Pakowane	Nr producenta	Szt./Op.
	N-8715	Szpatułki SteriPlast z PS	263 mm	150 mm	sterylny	pak. ind.	5378-1009	10 szt.
	N-8716	Szpatułki SteriPlast z PS	268 mm	150 mm	sterylny	pak. ind.	5378-1010	10 szt.

Opis

Specyfikacja szpatulek SteriPlast

Szpatułki Bürkle SteriPlast to jednorazowe narzędzia do pobierania próbek, wykonane z polistyrenu. Sprawdzają się podczas pracy z proszkami, granulatami, pastami i innymi materiałami, które wymagają kontrolowanego poboru próbki bez ryzyka zanieczyszczenia narzędzia przed użyciem.

Produkty są **sterylne i pakowane indywidualnie**, dlatego mogą być stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Takie rozwiązanie ułatwia zachowanie czystości procedury i ogranicza konieczność wcześniejszego przygotowywania lub sterylizowania narzędzi.

Zastosowanie szpatulek do próbek

Szpatułki SteriPlast są odpowiednie do pobierania, przenoszenia i dozowania próbek w laboratoriach, działach kontroli jakości, produkcji oraz magazynach surowców. Mogą być wykorzystywane m.in. przy kontroli materiałów sypkich, półproduktów, próbek proszkowych i substancji o konsystencji pasty.

Wersja z pokrywą pozwala **dodatkowo zabezpieczyć pobraną próbkę podczas przenoszenia**, natomiast wariant bez pokryw sprawdza się w prostych procedurach poboru i dozowania materiału.

Dostępne warianty produktów

Seria obejmuje szpatułki SteriPlast w dwóch wariantach – z pokrywą (N-8716) lub bez (N-8715).