



Probówki pomiarowe wg Egertza - skalowane - ze szklanym korkiem

Probówki pomiarowe wg Egertza wykonane z trwałego szkła borokrzemowego BORO 3.3. Posiadają szczelny szklany korek oraz skalę umożliwiającą precyzyjny odczyt objętości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif	Pojemność	Wymiary
	B-4410	Probówka pomiarowa wg Egertza	NS 10/19	5 ml	12 x 100 mm
	B-4411	Probówka pomiarowa wg Egertza	NS 12/21	10 ml	16 x 125 mm
	B-4412	Probówka pomiarowa wg Egertza	NS 19/26	30 ml	25 x 150 mm
	B-4413	Probówka pomiarowa wg Egertza	NS 19/26	50 ml	25 x 200 mm
	B-4414	Probówka pomiarowa wg Egertza	NS 24/29	100 ml	32 x 200 mm
	B-4415	Probówka pomiarowa wg Egertza	NS 24/29	100 ml	38 x 200 mm

Opis

Probówki pomiarowe wg **Egertza** wykonane ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, odpornego na działanie odczynników chemicznych i zmiany temperatur. Wyposażone w szklany korek, który zapewnia szczelne zamknięcie. Obecność skali pomiarowej umożliwia dokładne odczytywanie objętości.