



Uchwyty do pipet Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

System uchwytów Eppendorf zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie pipet manualnych i elektronicznych. Wspiera organizację pracy w laboratorium, umożliwiając przechowywanie modeli takich jak: Research[®], Research[®] plus, Reference[®], Reference[®] 2, Biomaster[®], Xplorer[®], Xplorer[®] plus, Multipette[®] M4, Multipette[®] E3/E3x oraz Multipette[®] stream/Xstream.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9575	Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Research [®] , Research [®] plus, Reference [®] , Reference [®] 2 lub Biomaster [®]	3116 000.112
	K-9576	Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer [®] lub Xplorer [®] plus - bez funkcji ładowania	3116 000.120
	K-9577	Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette [®] E3/E3x i Multipette [®] stream/Xstream - bez funkcji ładowania	3116 000.139
	K-9578	Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette [®] M4	3116 000.147

Opis

System uchwytów dla pipet Eppendorf został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego, higienicznego i prawidłowego miejsca dla przechowywania pipet manualnych oraz elektronicznych. Dzięki modułowej konstrukcji i szerokiej kompatybilności, rozwiązanie to doskonale sprawdza się w każdym laboratorium, wspierając organizację pracy i minimalizując ryzyko kontaminacji.

Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Research[®], Research[®] plus, Reference[®], Reference[®] 2 lub Biomaster[®]

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety **Eppendorf Research[®], Research[®] plus, Reference[®], Reference[®] 2 lub Biomaster[®]**. Nadaje się do montażu ściennego (w dostawie dołączona jest taśma klejąca) lub montażu na statywie karuzelowym 2 oraz [ładowarce karuzelowej 2](#). Na uchwycie znajdują się oznaczenia pozwalające na wybranie orientacji uchwytu do konkretnej pipety – z jednej strony znajduje się uchwyt do modeli **Eppendorf Research[®], Research[®] plus i Reference[®]**, z drugiej strony natomiast uchwyt do modeli **Reference[®] 2**.

Uchwyt do pipet 2 do jednej sztuki pipety Eppendorf Xplorer[®] lub Xplorer[®] plus - bez funkcji ładowania

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety **Eppendorf Xplorer[®] lub Xplorer[®] plus** (bez funkcji ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (w dostawie dołączona jest taśma klejąca) lub montażu na [statywie karuzelowym 2](#).

Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream - bez funkcji ładowania

Umożliwia przechowywanie pojedynczej pipety **Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream** (bez funkcji ładowania). Nadaje się do montażu ściennego (w dostawie dołączona jest taśma klejąca) lub montażu na [statywie karuzelowym](#) 2.

Uchwyt do pipety 2 do jednej sztuki pipety Multipette® M4

Przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety **Multipette® M4**. Nadaje się do montażu ściennego (w dostawie dołączona jest taśma klejąca) lub montażu na [statywie karuzelowym](#) 2 oraz ładowarce karuzelowej 2.