



Wkłady do kriopudełek kartonowych na probówki 15 i 50 ml

Wkłady przeznaczone do kriopudełek kartonowych na probówki 15 i 50 ml. Dostępne są warianty dopasowane do probówek o średnicy 20 lub 30 mm oraz do dwóch rozmiarów kriopudełek. W zależności od wersji umożliwiają rozmieszczenie probówek w układzie 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 lub 6 x 6.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Rzędy
	2-7096	Wkład na probówki do pudełka 2-7094	20 mm/15 ml	5 x 5
	2-7098	Wkład na probówki do pudełka 2-7094	30 mm/50 ml	3 x 3
	2-7097	Wkład na probówki do pudełka 2-7095	20 mm/15 ml	6 x 6
	2-7099	Wkład na probówki do pudełka 2-7095	30 mm/50 ml	4 x 4

Opis

Wkłady do kriopudełek kartonowych na probówki 15 i 50 ml

Wkłady **umożliwiają uporządkowane rozmieszczenie probówek o pojemności 15 i 50 ml w kompatybilnych kriopudełkach kartonowych**. Poszczególne warianty różnią się wielkością otworów, układem miejsc na probówki oraz rozmiarem pudełka, do którego są przeznaczone.

Warianty wkładów

Do kriopudełka [2-7094](#) przeznaczone są:

- 2-7096 – wkład na probówki o średnicy 20 mm/pojemności 15 ml, układ 5x5,
- 2-7098 – wkład na probówki o średnicy 30 mm/pojemności 50 ml, układ 3x3.

Do kriopudełka [2-7095](#) przeznaczone są:

- 2-7097 – wkład na probówki o średnicy 20 mm/pojemności 15 ml, układ 6x6,
- 2-7099 – wkład na probówki o średnicy 30 mm/pojemności 50 ml, układ 4x4.

Dopasowanie wkładów do kriopudełek

Przy wyborze wkładu należy uwzględnić zarówno rozmiar stosowanych probówek, jak i numer artykułu kompatybilnego kriopudełka. Pozwala to dobrać odpowiedni układ miejsc do probówek 15 lub 50 ml.