



Rotor na paski probówek PCR do wirówki MiniSpin[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Eppendorf F-55-16-5 PCR to rotor przeznaczony do pracy z wirówkami MiniSpin i MiniSpin plus. Umożliwia wirowanie 2 pasków PCR po 8 probówek, dlatego stanowi praktyczne uzupełnienie standardowego wyposażenia wirówki przy pracy z próbkami PCR i procedurami biologii molekularnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	K-9448	Rotor F-55-16-5-PCR	2 paski PCR po 8 probówek	5452 727.007

Opis

Rotor PCR do wirówek MiniSpin i MiniSpin plus

Eppendorf F-55-16-5 PCR to rotor przeznaczony do miniwirówek Eppendorf MiniSpin i MiniSpin plus. Jest przystosowany do pracy z 2 paskami PCR po 8 probówek, dzięki czemu rozszerza możliwości urządzenia poza standardowe wirowanie probówek 1,5/2,0 ml.

Rotor jest szczególnie przydatny w laboratoriach wykonujących rutynowe procedury PCR, przygotowywanie reakcji, krótkie cykle wirowania oraz szybkie zbieranie cieczy z pokrywek i ścianek probówek PCR.

Wygodna praca z paskami PCR

Zastosowanie rotora F-55-16-5 PCR pozwala wygodnie wirować paski PCR bez potrzeby przekładania próbek do innych probówek. To praktyczne rozwiązanie do codziennej pracy w biologii molekularnej, diagnostyce laboratoryjnej, laboratoriach badawczych i dydaktycznych.

Rotor dobrze uzupełnia kompaktową konstrukcję wirówek [MiniSpin i MiniSpin plus](#), umożliwiając szybkie przejście między pracą z probówkami 1,5/2,0 ml a paskami PCR.