



Adaptery na próbki PCR do wirówki MiniSpin[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Adaptery Eppendorf to akcesoria do standardowego rotora F-45-12-11 stosowanego w wirówkach MiniSpin i MiniSpin plus. Umożliwiają bezpieczne i stabilne umieszczenie mniejszych próbek PCR w gniazdach rotora przeznaczonych standardowo na próbki 1,5/2,0 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	K-9850	Adaptery na próbki PCR	próbki PCR o poj. 0,4 ml - 6 szt.	5425 717.008
	K-9852	Adaptery na próbki PCR	próbki PCR o poj. 0,2 ml - 6 szt.	5425 715.005

Opis

Adaptery do próbek PCR w rotorze F-45-12-11

Adaptery Eppendorf K-9850 i K-9852 rozszerzają możliwości standardowego rotora F-45-12-11, który jest dostarczany z [wirówkami MiniSpin i MiniSpin plus](#). Rotor ten jest przeznaczony na 12 próbek 1,5/2,0 ml, ale po zastosowaniu odpowiednich adapterów może być używany także z mniejszymi próbkami PCR.

Adapter działa jako wkład redukcyjny – **dopasowuje gniazdo rotora do mniejszej próbki**, stabilizuje ją podczas wirowania i pomaga utrzymać prawidłowe ułożenie próbki. Dzięki temu jedna miniwirówka może obsługiwać zarówno standardowe próbki mikrocentrifugowe, jak i wybrane próbki PCR.

Zastosowanie adapterów Eppendorf

Adaptery sprawdzają się w rutynowej pracy laboratoryjnej, szczególnie podczas krótkiego wirowania próbek PCR, zbierania cieczy ze ścianek i pokrywek próbek oraz przygotowywania niewielkich objętości materiału do dalszych etapów analizy.

Są przydatne w laboratoriach biologii molekularnej, diagnostycznych, badawczych i dydaktycznych, w których wirówki MiniSpin lub MiniSpin plus są wykorzystywane do pracy z różnymi formatami próbek.

Dostępne warianty

K-9850 to adaptery na próbki PCR o pojemności **0,4 ml**, a K-9852 – na próbki PCR o pojemności **0,2 ml**.