



Wciskane zatyczki do fiolek ND22

Wciskane zatyczki przeznaczone do kompatybilnych fiolek ND22 o pojemności 15 i 25 ml. Oferowane są w opakowaniach po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-5046	Zatyczki do fiolek ND 22	100 szt.

Opis

Wciskane zatyczki do fiolek ND22

Wciskane zatyczki przeznaczone są **do stosowania z [kompatybilnymi fiolkami ND22](#)**. Dostępne są w opakowaniach po 100 szt.