



Stojak stołowy na worki na odpady Biohazard



Stojak stołowy do worków Biohazard to kompaktowy uchwyt wykonany z drutu stalowego pokrytego żywicą epoksydową. Powłoka zapewnia wysoką odporność chemiczną i chroni stojak przed uszkodzeniami podczas codziennego użytkowania w laboratorium. Model jest przeznaczony do worków Biohazard o wymiarach 22 x 28 cm i sprawdza się jako wygodne rozwiązanie do zbierania drobnych odpadów bezpośrednio na blacie roboczym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Przeznaczenie	Szt./Op.
	6-1043	Stojak stalowy z powłoką z żywicy epoksydowej na worki Biohazard	85 x 127 x 216 mm	worki 22 x 28 cm	1 szt.

Opis

Stojak stołowy do worków Biohazard wykonany jest z drutu stalowego pokrytego **żywicą epoksydową**, co zapewnia dobrą odporność chemiczną i wytrzymałość na uderzenia. Kompaktowa konstrukcja pozwala ustawić go bezpośrednio na blacie roboczym, przy stanowisku przygotowywania próbek lub w pobliżu dygestorium.

Stojak jest przeznaczony do worków Biohazard o wymiarach **22 x 28 cm**. Ułatwia bieżące zbieranie drobnych odpadów laboratoryjnych, takich jak końcówki, rękawiczki, chusteczki czy małe elementy jednorazowe, pomagając utrzymać porządek na stanowisku pracy.

Odpowiedni na [worki Biohazard](#) o wymiarach: 22 x 28 cm.

Wymiary stojaka: 85 x 127 x 216 mm.

Statywy i worki należy zamawiać osobno.