



Nabój propan/butan 230 g z gwintem śrubowym Euro

Nabój ciśnieniowy z gazem propan/butan, wyposażony w gwint śrubowy Euro. Masa naboju wynosi 230 g, a pojemność 410 ml. Przeznaczony do mobilnego palnika Bunsena BL 1700.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	B-1421	Zapasowy nabój z gwintem śrubowym na propan/butan	230 g (410 ml)

Opis

Zapasowy nabój ciśnieniowy przeznaczony jest **do zasilania mobilnego palnika Bunsena BL 1700**. Zawiera gaz propan/butan i wyposażony jest w gwint śrubowy Euro.

Masa naboju wynosi 230 g, a jego pojemność 410 ml. Przy zastosowaniu z palnikiem BL 1700 **umożliwia pracę przez ok. 3-5 godzin**, w zależności od ustawienia płomienia i warunków użytkowania.