



Ostrza zapasowe do skalpela

Stalowe ostrza zapasowe przeznaczone do skalpela z wymiennymi ostrzami. Dostępne są w wersji szpiczastej i zaokrąglonej, w opakowaniach po 10 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj ostrzy	Szt./Op.
	B-0439	Ostrza zapasowe	ostrze szpiczaste	10 szt.
	B-0440	Ostrza zapasowe	ostrze zaokrąglone	10 szt.

Opis

Stalowe ostrza zapasowe są przeznaczone do stosowania ze [skalpelem z wymiennymi ostrzami](#). Umożliwiają dobór kształtu ostrza do rodzaju wykonywanego cięcia.

Dostępne są dwa warianty:

- ostrza szpiczaste - nr art. B-0439,
- ostrza zaokrąglone - nr art. B-0440.

Każdy wariant oferowany jest w opakowaniu po 10 szt.