



Buteleczki z LDPE z kroplomierzem w statywie

WHEATON[®]

Zestaw obejmuje 40 buteleczek z kroplomierzem o pojemności 3 ml, umieszczonych w statywie z oznakowaniem alfanumerycznym. Buteleczki wykonane z LDPE umożliwiają precyzyjne dozowanie pojedynczych kropli, a zakrętki z PP zabezpieczają zawartość między użyciami. Układ 4 x 10 ułatwia organizację próbek, szybkie odnajdywanie właściwej buteleczki i utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

Miniatura



Nr-art.

9-0105

Nazwa

Statyw w komplecie z 40 buteleczkami z kroplomierzem, poj. 3 ml

Opis

Buteleczki z LDPE z kroplomierzem w statywie to wygodne rozwiązanie do przechowywania i dozowania wielu niewielkich porcji cieczy. Każda buteleczka ma **pojemność 3 ml** i pozwala podawać zawartość kropla po kropli, co ułatwia pracę z odczynnikami, roztworami wskaźnikowymi, barwnikami lub innymi cieczami stosowanymi w laboratorium.

Statyw z oznakowaniem alfanumerycznym **porządkuje buteleczki w rzędach 4 x 10**, dzięki czemu łatwiej przypisać im konkretne próbki, roztwory lub procedury. To szczególnie przydatne przy pracy seryjnej, testach porównawczych i przechowywaniu kilku typów roztworów na jednym stanowisku.

Zastosowanie

Zestaw sprawdza się w laboratoriach analitycznych, dydaktycznych, badawczych i kontroli jakości. Ułatwia **organizację małych objętości cieczy**, ogranicza ryzyko pomyłek i pozwala **utrzymać porządek** podczas codziennego dozowania.

Dostępne warianty

Buteleczki z kroplomierzem są również dostępne w [opakowaniach bez statywu](#).