



Zapassowe tłuczki i cylindry do homogenizatorów

WHEATON[®]

Tłuczki i cylindry to części zapasowe do stożkowych homogenizatorów tkankowych z tłuzkiem z teflonu. Każdy wariant pasuje do konkretnego homogenizatora, dlatego przy wyborze należy dopasować numer akcesorium do numeru używanego modelu. Tłuczki i cylindry są pakowane po 2 sztuki i są oferowane osobno jako akcesoria uzupełniające.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	9-0951	Tłuczki do nr-art. 9-0950 (op./2 szt.)
	9-0952	Cylindry do nr-art. 9-0950 (op./2 szt.)
	9-0954	Tłuczki do nr-art. 9-0953 (op./2 szt.)
	9-0955	Cylindry do nr-art. 9-0953 (op./2 szt.)
	9-0957	Tłuczki do nr-art. 9-0956 (op./2 szt.)
	9-0958	Cylindry do nr-art. 9-0956 (op./2 szt.)
	9-0960	Tłuczki do nr-art. 9-0959 (op./2 szt.)
	9-0961	Cylindry do nr-art. 9-0959 (op./2 szt.)

Opis

Charakterystyka akcesoriów do homogenizatorów

Zapassowe tłuczki i cylindry są przeznaczone do stożkowych [homogenizatorów tkankowych](#) z tłuzkiem z teflonu. Umożliwiają wymianę elementów roboczych w przypadku zużycia, uszkodzenia lub potrzeby pracy z dodatkowymi kompletami do różnych próbek.

Dobór odpowiedniego elementu zależy od pojemności homogenizatora. Tłuczki i cylindry nie są uniwersalne dla wszystkich modeli – każdy wariant jest przypisany do konkretnego numeru homogenizatora. Zapassowe elementy są dostępne w opakowaniach po **2 sztuki**.