



Nasadki karuzelowe do wytrząsarki Multi Reax



Nasadki karuzelowe przeznaczone do wytrząsarki Multi Reax. Dostępne są warianty na 26 probówek o średnicy 10-16 mm oraz na 12 probówek o średnicy 16-32 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6836	Nasadka karuzelowa na 26 probówek	wytrząsarka Multi Reax	549-01600-00
	H-6837	Nasadka karuzelowa na 12 probówek	wytrząsarka Multi Reax	549-03000-00

Opis

Nasadki karuzelowe są przeznaczone [do stosowania z wytrząsarką Multi Reax](#) i umożliwiają jednoczesne mocowanie wielu probówek podczas procesu wytrząsania.

Dostępne są dwa warianty:

- **nasadka na 26 probówek** - przeznaczona do probówek o średnicy 10-16 mm,
- **nasadka na 12 probówek** - przeznaczona do probówek o średnicy 16-32 mm.