



Zakrętki do butelek

Zakrętki do butelek z niebieskiego szkła są przeznaczone do butelek laboratoryjnych z gwintem DIN 18. Dostępne są w kilku wersjach: białej, czarnej, z nasadką do dozowania kropli oraz z pipetką. Pozwalają dopasować zamknięcie do sposobu użytkowania butelki – od prostego przechowywania po wygodne dozowanie niewielkich ilości cieczy. Zakrętki pasują do butelek z niebieskiego szkła o pojemnościach 10-100 ml z tej samej serii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Szt./Op.
	B-1416	Zakrętki gwintowe - białe	DIN 18	10 szt.
	B-1417	Zakrętki gwintowe - czarne	DIN 18	10 szt.
	B-1418	Zakrętki gwintowe z nasadką do dozowania kropli	DIN 18	10 szt.
	B-1419	Zakrętki gwintowe z pipetką	DIN 18	10 szt.

Opis

Charakterystyka zakrętek DIN 18

Zakrętki DIN 18 są akcesoriami przeznaczonymi do [butelek z niebieskiego szkła](#) z gwintem **DIN 18**. Umożliwiają zamknięcie butelki oraz dopasowanie jej funkcji do rodzaju przechowywanej cieczy i sposobu pracy w laboratorium.

W zależności od wariantu zakrętka może służyć do standardowego zamykania butelki, dozowania kropli lub pobierania cieczy za pomocą pipetki. Dzięki temu jedna seria butelek może być stosowana zarówno do przechowywania roztworów, jak i do ich wygodnego dozowania.

Dostępne warianty zakrętek

W ofercie dostępne są cztery typy zakrętek: białe zakrętki gwintowe, czarne zakrętki gwintowe, zakrętki z nasadką do dozowania kropli oraz zakrętki z pipetką. Wszystkie warianty są pakowane po **10 sztuk**.

Zakrętki pasują do butelek z niebieskiego szkła o pojemnościach od **10 ml do 100 ml**. Produkty są dostępne osobno.

Zdjęcie poglądowe – rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić.