

Adapter na 20 probówek do wytrząsarki Reax 2



Adapter przeznaczony do wytrząsarki obrotowej Reax 2, umożliwiający jednocześnie mocowanie do 20 probówek o średnicy 10-18 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6721	Adapter na 20 probówek	wytrząsarki obrotowe Reax 2	549-21000-00

Opis

Adapter jest przeznaczony [do stosowania z wytrząsarką obrotową Reax 2](#). Umożliwia jednocześnie mocowanie i wytrząsanie do **20 probówek o średnicy 10-18 mm**, pozwalając zwiększyć liczbę próbek przetwarzanych podczas jednego cyklu pracy.

Adapter stanowi dodatkowe akcesorium umożliwiające dostosowanie wytrząsarki do pracy z większą liczbą probówek.