



Etykiety na pojemniki z PS

Etykiety opisowe są przeznaczone do pojemników z przezroczystego polistyrenu PS. Umożliwiają czytelne oznaczenie zawartości, co ułatwia organizację drobnych akcesoriów, produktów i materiałów pomocniczych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-1293	Etykiety na pojemnik o nr-art. 2-1290	100 szt.
	2-1295	Etykiety na pojemnik o nr-art. 2-1291	100 szt.

Opis

Charakterystyka etykiet do pojemników

Etykiety opisowe pozwalają wygodnie **oznaczyć zawartość pojemników** z PS. Są przeznaczone do umieszczania w szerokim polu opisowym na froncie pojemnika, dzięki czemu informacja o zawartości pozostaje dobrze widoczna.

Etykiety sprawdzają się przy segregowaniu drobnych elementów, akcesoriów, części, materiałów laboratoryjnych i produktów pomocniczych. Ułatwiają zachowanie porządku oraz ograniczają ryzyko pomyłek podczas pobierania przechowywanych przedmiotów.

Kompatybilność

Etykiety są dostępne w wariantach dopasowanych do odpowiednich [pojemników z PS](#).

Pojemniki należy zamawiać osobno.