



Elektroda zapasowa HI1270



Elektroda wymienna HI1270 przeznaczona do starszej wersji pH-metru Checker HI98103. Umożliwia wymianę zużytego elementu pomiarowego i dalsze korzystanie z kompatybilnego urządzenia.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



4-1107

Elektroda zapasowa HI 1270 do pH-metru Checker

Opis

Elektroda HI1270 jest wymiennym elementem pomiarowym przeznaczonym do **starszej wersji pH-metru Checker HI98103**. Konstrukcja urządzenia pozwala na łatwe odkręcenie zużytej elektrody od korpusu i zamontowanie nowej.

Możliwość wymiany samego elementu pomiarowego pozwala na dalsze użytkowanie kompatybilnego pH-metru bez konieczności wymiany całego urządzenia.