



Nabój gazowy MSF-1a z butanem

Nabój gazowy MSF-1a zawiera butan i jest przeznaczony do zasilania palnika gazowego piezoelektrycznego z metalową dyszą L-0290. Pojemność naboju wynosi 400 ml / 227 g, co pozwala na wygodne użytkowanie palnika w pracach laboratoryjnych, technicznych i pomocniczych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj gazu	Pojemność
	L-0291	Nabój gazowy MSF-1a	gaz butan	400 ml (227 g)

Opis

Charakterystyka naboju gazowego MSF-1a

Nabój gazowy MSF-1a to wymienny **wkład z butanem** przeznaczony do palnika gazowego piezoelektrycznego z metalową dyszą. Umożliwia zasilanie palnika podczas prac wymagających punktowego płomienia, ogrzewania lub opalania.

Nabój ma pojemność **400 ml / 227 g** i stanowi osobny produkt eksploatacyjny.

Kompatybilność

Nabój **L-0291 MSF-1a** pasuje do palnika gazowego piezoelektrycznego z metalową dyszą [L-0290](#). Palnik należy zamawiać osobno.